

© 2006 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

U.S. Patent Numbers:

5,098,303; 5,234,342; 5,376,006; 5,409,631;  
5,575,654; 5,725,843; 5,746,598; 5,759,038;  
5,770,105; 5,770,182; 5,851,512; 5,863,202;  
5,980,249; 6,312,671; 6,322,744; 6,730,316;  
6,860,736; 6,964,571; 6,981,874; 6,997,708;  
7,011,523; 7,040,897; 7,048,543; 7,052,275  
and 7,059,858.

Australian Patent Number: 654955

Other U.S. and International patents granted and pending.

For Professional use only.

For an MSDS of this product, please see: [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)

505 West 10200 South  
South Jordan, UT 84095 USA  
#68536.2 100906



EN-Refrigerate

DE-Kühlen

FR-Réfrigérer

NL-Koelen

IT-Refrigerare

ES-Refrigerar

PT-Refrigerar

SV-Förvara i kylskåp

DA-Opbevares køligt

FI-Säilytä kylmässä

EL-Να φυλάσσεται

στο ψυγείο

 **ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

Opalescence®  
**trèswhite™**  
• • • • • **SUPREME**

EN-Tooth Bleaching System

DE-System zur Zahnaufhellung

FR-Système pour blanchiment des dents

NL-Tandbleeksysteem

IT-Sistema per lo sbiancaggio dei denti

ES-Sistema de Blanqueamiento Dental

PT-Sistema de branqueamento dental

SV-Tandblekningssystem

DA-Tandblegningssystem

FI-Hampaiden valkaisujärjestelmä

EL-Σύστημα Λεύκανσης των Δοντιών

EN

DE

FR

NL

IT

ES

PT

SV

DA

FI

EL



'U' • Upper bleaching tray  
'L' • Lower bleaching tray  
Remove from package



Center tray on arch



Gently suck down  
on the tray



Remove outer tray



Lightly tap tray



Wear for 30-60 minutes  
per day. When finished  
remove bleaching tray and  
brush teeth.

## Precautions:

1. Keep tooth bleaching product away from small children.
2. A dental examination is recommended prior to bleaching.  
Some discolorations may indicate the need for dental treatment other than bleaching. Porcelain crowns, veneers, and white fillings do not lighten upon bleaching.
3. Only intended for use by those with healthy gum tissue. Gum tissue irritation may result if used in individuals with periodontal disease
4. This product is NOT for nighttime use.
5. Occasionally, some parts of teeth may bleach faster or less evenly than others. Results may be varied. In approximately 5% of the population, teeth may be resistant to bleaching. **BLEACHING TEETH WITH LARGE METAL FILLINGS MAY CAUSE THE METAL COLOR TO SHOW THROUGH THE TEETH.**
6. Acidic foods/juices may cause sensitivity if consumed shortly after bleaching.
7. Do not use tobacco products or eat while bleaching.
8. Not intended for use by pregnant women.
9. Keep gel out of heat/sunlight. Do not freeze.

**WARNING:** Some users may experience sensitivity, which if it occurs is most often mild and transient, but in some cases may require treatment by your dentist. If you experience significant discomfort, stop using this product and consult your dentist. If you have any questions about this product or treatment, please ask your dentist.



Kombi-Tray aus der  
Packung entnehmen  
Aus der Verpackung  
nehmen



Einsetzen, dabei am  
Zahnbogen ausrichten



Vorsichtig an der Einlage  
saugen



Äußeres (Stabilisierungs-)  
Tray entfernen



Die Einlage leicht  
antippen



Tragezeit: 30-60 Min., dann  
Folie entfernen und  
Zähne putzen

# Vorsichtsmaßnahmen:

1. Zahnaufhellungsprodukte von kleinen Kindern fernhalten.
2. Vor der Aufhellung empfehlen wir eine zahnärztliche Untersuchung. Manche Verfärbungen benötigen eine andere Art der Behandlung als Aufhellung. Keramikkrone, Zahnersatz und zahnfarbige Füllungen werden durch Zahnaufhellung nicht heller.
3. Nur für Personen mit gesundem Zahnfleisch geeignet. Bei Personen mit Parodontalerkrankungen können Zahnfleischreizungen auftreten.
4. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT über Nacht.
5. Gelegentlich kann es vorkommen, dass Teile der Zähne schneller oder ungleichmäßig aufgehellt werden. Ergebnisse können variieren. Ca. 5% der Bevölkerung haben Zähne, die auf Zahnaufhellung nicht reagieren.  
**DAS AUFHELLEN VON ZÄHNEN MIT GROSSEN METALLFÜLLUNGEN KANN EIN DURCHSCHEINEN DER METALLFARBE ZUR FOLGE HABEN.**
6. Säurehaltige Lebensmittel / Säfte können kurz nach dem Aufhellen zu Sensibilität führen.
7. Während der Zahnaufhellung nicht rauchen oder essen.
8. Nicht für die Verwendung in der Schwangerschaft geeignet.
9. Gel vor Hitze / Sonnenlicht schützen. Nicht einfrieren.

**ACHTUNG:** Bei manchen Anwendern kann Zahnsensibilität auftreten, die meist nur leicht und vorübergehend ist, in einigen Fällen jedoch zahnärztliche Behandlung erfordert. Falls Sie erhebliches Unbehagen verspüren, brechen Sie die Anwendung dieses Produkts ab und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt. Falls Sie Fragen zu diesem Produkt oder zur Behandlung haben sollten, wenden Sie sich bitte ebenfalls an Ihren Zahnarzt.

## FR - Instructions pour le blanchiment



'U' • Porte-empreinte à blanchiment supérieur  
'L' • Porte-empreinte à blanchiment inférieur  
Enlever du paquet



Centrez le porte-empreinte sur la courbe



Aspirer doucement sur le porte-empreinte



Enlevez le porte-empreinte externe.



Taper légèrement sur le porte-empreinte



Portez-le pendant 30 à 60 minutes par jour. Lorsque vous avez terminé, enlevez le porte-empreinte à blanchiment, brossez-vous les dents, rincez et crachez.

## Précautions:

1. Gardez le produit de blanchiment hors de portée des petits enfants.
2. Un examen dentaire est recommandé avant le blanchiment. Des décolorations peuvent indiquer qu'un traitement dentaire autre que le blanchiment est nécessaire. Les couronnes de porcelaine, les recouvrements et les obturations blanches ne s'éclairciront pas après un blanchiment.
3. Destiné à une utilisation par ceux qui ont des gencives saines. Une irritation des gencives peut se produire si ce produit est utilisé par des individus souffrant de parodontopathie.
4. Ce produit n'est PAS fait pour être utilisé la nuit.
5. Occasionnellement, certaines parties des dents peuvent blanchir plus rapidement ou de façon moins homogène que les autres.  
Les résultats peuvent varier. Chez 5% de la population environ, les dents peuvent résister au blanchiment. **LE BLANCHIMENT DES DENTS AYANT DE GRANDES OBTURATIONS METALLIQUES PEUT FAIRE QUE LA COULEUR DU METAL SE VOIT A TRAVERS LES DENTS.**
6. Les aliments/les jus acides peuvent provoquer une sensibilité s'ils sont consommés peu après le blanchiment.
7. N'utilisez pas de produits tabagiques et ne mangez pas pendant le blanchiment.
8. N'est pas destiné à une utilisation par les femmes enceintes.
9. Gardez le gel loin de la chaleur/lumière. Ne le congelez pas

**AVERTISSEMENT :** Certains utilisateurs peuvent connaître une sensibilité, qui si elle se produit est le plus souvent modérée et passagère, mais dans certains cas, elle peut demander un traitement par votre dentiste. Si vous êtes beaucoup gêné, arrêtez l'utilisation de ce produit et consultez votre dentiste. Si vous avez des questions concernant ce produit ou ce traitement, veuillez consulter votre dentiste.





'U' • Bovenste tandbleekvorm  
'L' • Onderste tandbleekvorm  
Uit de verpakking halen



Centreer vorm op tandboog



Voorzichtig omlaagzuigen op de vorm



Verwijder buitenste vorm



Lichtjes tegen de vorm tikken



Draag 30-60 minuten per dag. Na afloop verwijder tandbleekvorm, poets de tanden, spoel en spuug uit.

# Voorzorgsmaatregelen:

1. Houd kleine kinderen uit de buurt van het tandbleekmiddel.
2. Een tandheelkundig onderzoek wordt aanbevolen voorafgaand aan het bleken. Bepaalde verkleuringen kunnen erop wijzen dat een andere tandheelkundige behandeling nodig is dan bleken. Porseleinen kronen, veneer en witte vullingen worden door bleken niet lichter.
3. Uitsluitend bedoeld voor gebruik bij personen met gezond tandvleesweefsel. Irritatie van het tandvleesweefsel kan ontstaan bij gebruik door personen met periodontale ziekte.
4. Dit product is niet bedoeld voor nachtelijk gebruik.
5. Sommige tanddelen kunnen soms sneller of minder gelijkmatig bleken dan andere delen.  
Resultaten kunnen variëren. In ongeveer 5% van alle gevallen kunnen tanden immuun zijn voor bleken. HET BLEKEN VAN TANDEN MET GROTE METALEN VULLINGEN KAN ERTOE LEIDEN DAT DE METALEN KLEUR DOOR DE TANDEN HEEN ZICHTBAAR IS.
6. Zuur voedsel/vruchtensappen kunnen gevoeligheid veroorzaken als deze kort na het bleken worden genuttigd.
7. Nuttig geen tabaksproducten of etenswaren tijdens het bleken.
8. Niet bedoeld voor gebruik door zwangere vrouwen.
9. Stel de gel niet bloot aan warmte/zonlicht. Vries deze niet in.

**WAARSCHUWING:** Sommige gebruikers kunnen een bepaalde gevoeligheid ervaren, die – als het optreedt – heel vaak mild en van voorbijgaande aard is, maar in sommige gevallen door uw tandarts moet worden behandeld. Als u een sterk onbehaaglijk gevoel heeft, gebruik dit product dan niet meer en raadpleeg uw tandarts. Neem bij vragen over dit product of behandeling contact op met uw tandarts.



'U' • Vassoio superiore per lo sbiancamento  
'L' • Vassoio inferiore per lo sbiancamento  
Estrarre dalla confezione



Centrare il vassoio sull'arco



Succhiare piano sul vassoio



Levare il vassoio esterno



Battere leggermente il vassoio



Utilizzare per 30-60 minuti al giorno. Una volta finito, levare il vassoio di sbiancaggio, lavare i denti, sciacquare e sputare.

## Precauzioni:

1. Tenere i prodotti per lo sbiancamento dei denti lontano dalla portata dei bambini.
2. Si suggerisce di eseguire un esame dentistico prima di eseguire lo sbiancamento dei denti. Alcuni tipi di decolorazioni possono indicare la necessità di un trattamento dentistico e non solo dello sbiancamento. Le corone in porcellana, gli intarsi e le occlusioni bianche non si schiariscono con lo sbiancamento.
3. Questo prodotto è adatto all'uso solo per persone con tessuto gengivale sano. Nelle persone con malattie periodontiche si può verificare un'irritazione del tessuto gengivale.
4. Questo prodotto **NON** è adatto all'uso notturno.
5. Occasionalmente il dente si può sbiancare più velocemente in certe parti o in maniera non uniforme. I risultati possono variare. Nel 5% della popolazione, circa, i denti possono presentare resistenza allo sbiancamento. **LO SBIANCAGGIO DEI DENTI CON OCCLUSIONI ESTESE IN METALLO PUÒ FAR APPARIRE IN TRASPARENZA IL METALLO SULLA SUPERFICIE DEI DENTI.**
6. I cibi acidi o i succhi di frutta acidi possono causare sensibilità orale se vengono consumati poco dopo lo sbiancamento.
7. Durante lo sbiancamento non usare tabacco né mangiare.
8. Questo prodotto non è adatto all'uso da parte di donne in stato interessante.
9. Tenere il gel lontano da fonti di calore o da raggi del sole. Non surgelare.

**AVVERTENZA:** Alcuni utenti possono provare sensibilità orale, normalmente leggera e di breve durata, ma che in alcuni casi deve essere trattata da un dentista. Nel caso si dovesse provare dolore o fastidio, smettere di usare questo prodotto e consultare un dentista. Rivolgersi ad un dentista per qualsiasi informazione relativa a questo prodotto o a questo trattamento.



'U' • Cubeta superior de blanqueamiento  
'L' • Cubeta inferior de blanqueamiento  
Retire del embalaje



Coloque la cubeta en el centro de la arcada



Succione la cubeta con suavidad



Retire la cubeta externa



Presione ligeramente la cubeta



Cuando termine, retire la cubeta de blanqueamiento.  
Cepille los dientes, enjuague y escupa.

# Precauciones:

1. Mantenga el blanqueador de dientes fuera del alcance de niños pequeños.
2. Se recomienda realizar un examen dental antes de proceder a blanquear. Algunas decoloraciones pueden indicar la necesidad de un tratamiento dental distinto al blanqueamiento. Las coronas de porcelana, carillas y empastes blancos no se aclaran con el blanqueamiento.
3. Solo para ser utilizado por personas con encías saludables. Puede causar irritación en personas con problemas periodontales.
4. Este producto NO es para uso nocturno.
5. Ocasionalmente, algunas partes de los dientes pueden blanquear más rápido o más desperejas que otras. Los resultados pueden variar. En aproximadamente el 5% de la población la dentadura puede ser resistente al blanqueamiento. EL BLANQUEAMIENTO DE DENTADURA CON GRANDES EMPASTES DE METAL PUEDE PRODUCIR QUE SE VEA EL COLOR DEL METAL A TRAVÉS DEL DIENTE.
6. Los alimentos y jugos ácidos pueden provocar sensibilidad si se consumen poco después del blanqueamiento.
7. No utilice productos que contengan tabaco ni coma mientras se está realizando el blanqueamiento.
8. No se recomienda que las mujeres embarazadas lo utilicen.
9. Mantenga el gel alejado del calor y de la luz solar. No lo congele.

**ADVERTENCIA:** Algunos usuarios pueden experimentar sensibilidad, la cual, si se produce, es a menudo leve y temporal, pero en algunos casos puede requerir un tratamiento por parte de su dentista. Si siente mucha incomodidad, suspenda el uso del producto y consulte a su dentista. Si usted tiene preguntas con relación a este producto o tratamiento, sírvase preguntarle a su dentista.



'U' • Moldeira de branqueamento superior  
'L' • Moldeira de branqueamento inferior  
Retire da embalagem



Moldeira central em arco



Esprema cuidadosamente para cima da moldeira



Remover moldeira externa



Dê umas panacadinhas ligeiras na moldeira



Usar durante 30-60 minutos por dia. Quando terminar remova a moldeira de branqueamento, escove os dentes, enxagúe e cuspa.

# PRECAUÇÕES:

1. Mantenha o produto de branqueamento de dentes fora do alcance de crianças.
2. Recomenda-se um exame dentário antes do branqueamento. Algumas descolorações podem indicar a necessidade de tratamento dentário para além do branqueamento. Coroas de porcelana, coroas veneer e de cimento branco podem não branquear com o tratamento.
3. Apenas para uso em pessoas com tecido gengival saudável. Pode ocorrer a irritação do tecido gengival se utilizado em pessoas com doença periodontal.
4. Este produto não se destina à utilização durante a noite.
5. Ocasionalmente, algumas partes dos dentes podem branquear mais rápido e menos homogeneamente do que outras. Os resultados podem variar. No caso raro de os dentes serem resistentes ao branqueamento. **BRANQUEAR DENTES COM RECONSTRUÇÕES METÁLICAS EXTENSAS PODE CAUSAR A DESCOLORAÇÃO DO METAL E FICAR A VER-SE ATRAVÉS DO DENTE.**
6. Alimentos ácidos/sumos podem causar sensibilidade se consumidos pouco após o branqueamento.
7. Não fume nem coma durante o branqueamento.
8. Não deve ser utilizado por mulheres grávidas.
9. Mantenha o gel longe do calor/luz solar. Não congelar

**ADVERTÊNCIA:** Alguns utilizadores podem sentir sensibilidade, que, se ocorrer, é suave e passageira, mas em alguns casos pode ser necessário o tratamento pelo seu dentista. Se sentir dor ou desconforto, suspenda a utilização do produto e consulte o seu dentista. Se tiver alguma dúvida acerca deste produto ou tratamento, consulte o seu dentista.



# SV - Instruktioner för blekning



'U' • Övre blekskena  
'L' • Nedre blekskena  
Ta ut ur förpackningen



Centrera skenan på tandbågen



Sug försiktigt ned på skenan



Avlägsna den yttre skenan



Knacka lätt på skenan



Låt skenan sitta 30-60 minuter varje dag. Avlägsna sedan blekskenan, borsta tänderna, skölj och spotta.

# Försiktighetsåtgärder:

1. Förvara tandblekningsprodukten utom räckhåll för små barn.
2. Du rekommenderas att låta undersöka tänderna innan blekning. Vissa missfärgningar kan antyda ett behov av andra former av behandling än blekning. Porslinskronor, skalfasader och vita fyllningar blir inte ljusare av blekning.
3. Endast lämpat för användning av personer med friskt tandkött. Personer med periodontala sjukdomar kan drabbas av irriterat tandkött om de använder produkten.
4. Produkten är INTE avsedd för nattligt bruk.
5. I vissa fall kan delar av en tand blekna snabbare eller få en mindre jämn blekning än andra. Resultaten kan variera. Ungefär 5 % av alla människor har tänder som är resistenta mot blekning. **BLEKNING AV TÄNDER MED STORA METALLFYLLNINGAR KAN LEDA TILL ATT METALLEN SYNS GENOM TÄNDERNA.**
6. Syrabildande mat och safter kan orsaka en allergisk reaktion om de intages kort efter blekningen.
7. Använd inga tobaksprodukter och ät ingen mat under blekningen.
8. Inte tänkt att användas av gravida kvinnor.
9. Blekningsgel ska hållas borta från hetta/solljus. Får ej frysas.

**WARNING:** Vissa användare kan uppleva känslighet, som i sådana fall vanligen är av mild och övergående art, men som i vissa fall kan behöva behandlas av tandläkare. Om du upplever betydande obehag ska du sluta använda produkten och konsultera din tandläkare. Om du har frågor om den här produkten eller om behandlingen ska du fråga din tandläkare.

## DA - Brugsanvisninger til blegning



'U' • Blegeskinne til overkæben

'L' • Blegeskinne til underkæben

Tag produktet ud af pakken



Sæt skinnen lige ind



Sug forsigtigt på skeen



Tag den udvendige skinne af



Bank let på skeen



Bær den i 30-60 minutter dagligt. Når blegeskinnen er taget ud, skal der børstes tænder, skylles og spyttet.

# Forholdsregler:

1. Tandblegningsproduktet skal holdes væk fra små børn.
2. Det anbefales at få foretaget et tandlægeeftersyn inden blegning. Visse misfarvninger kan være tegn på behov for anden tandbehandling end blegning. Porcelæns- og facadekroner samt hvide fyldninger bliver ikke lysere efter blegning.
3. Udelukkede beregnet til personer med sundt tandkød. Irritation af tandkødet kan forekomme ved brug af blegemidlet hos personer med tandkødsbetændelse.
4. Dette produkt er IKKE beregnet til anvendelse om natten.
5. Nogle dele af tænderne kan somme tider blive bleget hurtigere eller mindre jævnt end andre.  
Resultater kan variere. Hos ca. 5 % af befolkningen kan tænderne være uimodtagelige overfor blegning. BLEGNING AF TÆNDER MED STORE METALFYLDNINGER KAN FORÅRSAGE AT METALLET KAN SES GENNEM TÆNDERNE.
6. Syreholdige madvarer/juice kan forårsage følsomhed, hvis de indtages kort tid efter blegningen.
7. Der må ikke ryges eller spises under blegningen.
8. Ikke beregnet til anvendelse af gravide kvinder.
9. Hold gelen væk fra varme/sollys. Må ikke fryses.

ADVARSEL: Nogle brugere kan opleve følsomhed, der som oftest er mild og forbigående, men som i visse tilfælde kan kræve tandlægebehandling. Hvis der opstår kraftige smerte eller ubehag, skal behandlingen stoppes, og der skal søges tandlæge.

Hvis du har spørgsmål angående dette produkt eller behandlingen, skal du tale med din tandlæge.



'U' • Ylempi valkaisulusikka  
'L' • Alempi valkaisulusikka  
Ota pakkauksesta



Aseta lusikka  
hammaskaaren keskelle



Ime se varovasti kiinni  
alustaan



Poista ulompi lusikka



Napauta alustaa kevyesti



Käytä valkaisulusikkaa 30–60  
minuutin ajan päivittäin.  
Käsittelyjakson loputtua ota  
valkaisulusikka suusta, harjaa  
hampaat ja sylje.

# Varotoimia:

1. Hampaiden valkaisuutuote on pidettävä poissa pienten lasten ulottuvilta.
2. Ennen valkaisua on suoritettava hampaiston tarkastus. Värjäytyminen saattaa antaa joskus aiheutta hampaiston hoitoon valkaisun asemasta. Posliinikruunut, kuorikot ja valkoiset paikat eivät vaalene valkaisun vaikutuksesta.
3. Tuote on tarkoitettu vain sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on terveet ikenet. lenkudos saattaa ärtyä, jos käyttäjällä on parodontiittia.
4. Tätä tuotetta Ei ole tarkoitettu käytettäväksi yön aikana.
5. Jotkut hampaiden alueet voivat joskus valkaistua nopeammin tai epätasaisemmin kuin toiset. Tulokset voivat vaihdella. Noin 5 prosentilla väestöstä hampaat eivät ehkä vaalene valkaistaessa. **JOS HAMPAISSA ON SUURIA METALLIPAIKKOJA, METALLIN VÄRI VOI NÄKYÄ HAMPAIDEN LÄPI.**
6. Happamat ruuat/mehut saattavat aiheuttaa hampaiden herkkyttä kohta valkaisun jälkeen.
7. Älä käytä tupakkatuotteita tai syö valkaisun aikana.
8. Ei ole tarkoitettu raskaana olevien naisten käyttöön.
9. Suojaa geeli kuumudelta ja auringonvalolta. Ei saa pakastaa.

**VAROITUS:** Joillakin käyttäjillä saattaa ilmetä hampaiden herkkyttä, mikä esiintyessään on usein lievää ja tilapäistä. Joissakin tapauksissa tila vaatii hammaslääkärin hoitoa. Jos sinulla ilmenee huomattavia kipuja tai vaivaa, lopeta tämän tuotteen käyttö ja ota yhteys hammaslääkäriisi.

Jos sinulla on tätä tuotetta tai sen käyttöä koskevia kysymyksiä, ota yhteys hammaslääkäriisi.



'U' - Άνω νάρθηκας  
λε κανσης  
'L' - Κάτω νάρθηκας  
λεύκανσης  
Βγάλτε το από τη συσκευασία



Κεντράρετε το νάρθηκα  
στο τόξο



Πιηλίζετε αηαλά το δίσκο



Αφαιρέστε τον εξωτερικό  
νάρθηκα



Χτυήατε ελαφρά το δίσκο



Φορέστε για 30-60 λεπτά  
ημερησίως. Μόλις τελειώσετε,  
αφαιρέστε το νάρθηκα  
λεύκανσης, βουρτσίστε τα  
δόντια, επλύντε και αποπτύστε.

# Προφυλάξεις:

1. Φυλάσσετε το προϊόν λεύκανσης των δοντιών μακριά από μικρά παιδιά.
2. Πριν από τη λεύκανση συνιστάται οδοντιατρική εξέταση. Ορισμένοι αποχρωματισμοί μπορεί να υποδηλώνουν την ανάγκη οδοντιατρικής θεραπείας εκτός της λεύκανσης. Οι στεφάνες πορσελάνης, οι χυτές αποκαταστάσεις και οι λευκές εμφράξεις δεν ανοίγουν με τη λεύκανση.
3. Προορίζεται για χρήση μόνον από όσους διαθέτουν υγιή ουλικό ιστό. Εάν χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιοδοντικές ασθένειες μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του ουλικού ιστού.
4. Το προϊόν αυτό ΔΕΝ θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της νύχτας.
5. Ορισμένα μέρη των δοντιών μπορεί, μερικές φορές, να λευκανθούν γρηγορότερα ή λιγότερο ομοιόμορφα από τα υπόλοιπα. Τα αποτελέσματα μπορεί να ποικίλουν. Τα δόντια του 5% περίπου των ατόμων ενδέχεται να ανθίστανται στην λεύκανση. **Η ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ.**
6. Τα όξινα τρόφιμα/χυμοί, εάν καταναλωθούν αμέσως μετά τη λεύκανση, μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία.
7. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καπνού ή μην τρώτε κατά τη λεύκανση.
8. Δεν προορίζεται για χρήση από έγκυες γυναίκες.
9. Φυλάσσετε το ζελέ μακριά από τη θερμότητα/ηλιακό φως. Μην παγώνετε.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ορισμένοι χρήστες μπορεί να παρουσιάσουν ευαισθησία, η οποία εάν παρατηρηθεί είναι συνηθέστερα ήπια και παροδική, σε μερικές, ωστόσο, περιπτώσεις μπορεί να απαιτεί θεραπεία από τον οδοντίατρό σας. Εάν νιώσετε έντονη δυσφορία, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος αυτού και συμβουλευθείτε τον οδοντίατρό σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτό το προϊόν ή την θεραπεία, παρακαλώ ρωτήστε τον οδοντίατρό σας.